



## COM TENS III (0301001)

## DIGI-STIM (0301003)

## DIGI-COMBO (0301004)

Los TENS (transcutaneous electronic nerve stimulation) Apex permiten un tratamiento para el dolor de manera cómoda y segura.



### FÁCIL USO

3 modos de estimulación.

### COMPLETO

Se suministra con electrodos, pilas, manual de uso y estuche transporte.

### DIGITAL

Con pantalla LCD.  
5 modos de estimulación.  
Con modo bloqueo.

### COMPLETO

Incorpora funciones TENS y EMS.  
Con pantalla LCD.  
8 modos de estimulación.  
Con modo bloqueo.



DIMENSIONES Y PESOS	Com Tens III (0301001)	Digi-Stim (0301003)	Digi-Combo (0301004)
Dimensión producto:	95 x 61,5 x 26 mm	108 X 61,5 X 25 mm	108 x 61,5 x 25 mm
Peso producto:	120 gr	140 gr	140 gr
Dimensiones de la caja:	220 x 50 x 180 mm	220 x 50 x 180 mm	220 x 50 x 180 mm
Peso total de la caja:	360 gr	360 gr	360 gr
Unidades por caja exterior:	30	30	30
Dimensión total de la caja exterior:	460 x 400 x 400 mm	460 x 400 x 400 mm	460 x 400 x 400 mm
Peso total de la caja exterior:	15 kg	15 kg	15 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Com Tens III (0301001)	Digi-Stim (0301003)	Digi-Combo (0301004)
Función TENS:	✓	✓	✓
Función EMS:			✓
Dos canales:	✓	✓	✓
Amplitud del pulso:	40us-260 us (ajustable)	50us-260 us (ajustable)	TENS 50us-260 us (ajustable) EMS 250 us (fijo)
Temporizador(modo continuo):	30, 60 min	15, 30, 60 min	15, 30, 60 min
Frecuencia del pulso:	2Hz - 120Hz (ajustable)	1Hz - 160Hz (ajustable)	1Hz - 160Hz (ajustable)
Intensidad del pulso:	0-80 mA (ajustable)	0-80 mA (ajustable)	0-80 mA (ajustable)
Modos TENS:			
Ráfaga (B): (2 ráfagas/seg., 9 impulsos/ráfaga, 100Hz y anchura ajustable)	✓	✓	✓
Continuo (C): (Ajustable: frecuencia, anchura de impulso e intensidad)	✓	✓	✓
Modulación (M): (Anchura modulable. Frecuencia, anchura e intensidad ajustables)	✓	✓	✓
Intensidad-Duración y modulación de frecuencia (SDR): (Frecuencia, anchura e intensidad ajustables)		✓	✓
Intensidad-Duración y modulación de anchura (SDW): (Frecuencia, anchura e intensidad ajustable)		✓	✓
Forma de onda:	Impulso cuadrado bifásico asimétrico	Impulso cuadrado bifásico asimétrico	Impulso cuadrado bifásico asimétrico
Pantalla indica:		Modos, frecuencia de impulso, anchura del impulso, temporizador, canal 1 y canal 2	TENS: Modos, frecuencia de impulso, anchura del impulso, temporizador, canal 1 y canal 2 EMS: Modos, frecuencia de impulso, tiempo on, tiempo off, temporizador, canal 1 y canal 2
Modos EMS:			
Sincrónico (S):			✓
Constante (C):			✓
Alternancia (A):			✓
Rampa:			Ajustable 1-8 segundos
Tipo ciclo On:			Ajustable 1-30 segundos
Tipo ciclo Off:			Ajustable 1-30 segundos
Indicador horas de tratamiento del paciente:		✓	✓
Sistema de bloque:		✓	✓
Tensión:	0-110 voltios	0-110 voltios	0-110 voltios
Carga max. por impulso:	21 micro-culombios	21 micro-culombios	21 micro-culombios
Alimentación:	Pila 9 voltios	Pila 9 voltios	Pila 9 voltios

## GARANTÍA

Electroestimulador: 1 año\*

\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

Apex Medical S.L. C/ Elcaño 9, 6º planta 48008 Bilbao (Vizcaya) España. Telf: 94 470 64 08 / Fax: 94 470 64 09

info@apexmedical.es / www.apexmedicalcorp.com

## CERTIFICADOS

