



SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE

LIGERO Y PLEGABLE PARA EL RECORRIDO

El nuevo i-Go de Pride® cuenta con avanzada tecnología de plegado, lo que le permite ser transportado rápidamente con facilidad. Las funciones de i-Go Suspensión delantera, sistema de asiento duradero, almacenamiento bajo asiento y mucho más. Diseñado para adaptarse a cualquier espacio. Peso de sólo 19,8 kg, el i-Go es la elección perfecta para el individuo activo.



Ultra compacto cuando se pliega



Conveniente para el recorrido

Calle Velázquez 80 6ª derecha
28001 Madrid

Fernando Marques
Development Manager Spain & Portugal
Movil: 0034 674048241
info@pridemobility.es

Pride®
Mobility Products Spain
— LIVE YOUR BEST —

www.pridemobility.eu



DATOS TÉCNICOS

I-GO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE

Peso máximo de usuario :	120 kg
Velocidad ¹ :	4,5 km/h
Dimensiones generales ² :	90 cm x 59 cm x 88 cm
Altura del asiento :	50 cm
Ancho del asiento :	47 cm
Altura del brazo :	69 cm
Altura del respaldo del asiento :	86 cm
Las dimensiones plegadas ² :	58 cm x 31 cm x 75,5 cm
Peso de la batería ³ :	1,35 kg
Peso total sin baterías :	19,8 kg
Distancia de frenado (en una superficie plana) :	100 cm
Radio de giro mínimo ² :	90 cm
Viajes teórico Ranging :	10 km Por la batería
Estabilidad estática :	≥6°
Dinámico de estabilidad :	≥6°
Tipo del motor :	(2) de 24 voltios, 200 vatios
Baterías :	(2) de 24 voltios, 6.6Ah (litio-ion)
Tipo de Mando :	PG VR2
Max. Corriente de salida del Mando :	35A
Max. Corriente de salida del cargador :	2A
Ruedas :	14,5 cm (Sólido)
Ruedas traseras :	21,6 cm (Neumático)

Color :



Plata

CARACTERÍSTICAS

- Se pliega rápidamente en 5 sencillos pasos
- Asientos únicos para mayor comodidad
- Suspensión delantera
- Compartimento de almacenamiento grande y seguro
- Baterías ligeras de iones de litio
- Mando VR2 fácil de usar

CÓMO PLEGAR :



1 Apague y quite el joystick



2 Coloque el joystick en el bolsillo del respaldo y retire el cojín



3 Doble el respaldo hacia abajo, luego tire de ambos apoyabrazos hacia atrás



4 Tire de las 2 combinaciones negras juntas (situadas en la parte posterior)



5 Tire hacia abajo del bastidor del asiento hasta que la unidad se aplaste completamente



6 ¡El i-Go está listo para funcionar!

¹ Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, el tipo de ruedas y su estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%.

² Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ o -) 3%.

³ El peso de las baterías puede variar según el fabricante.

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La información contenida en este folleto es correcta en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso. La velocidad y la autonomía dependen del peso del usuario, el terreno, la condición y el nivel de la batería y el desgaste de los neumáticos.

Pride[®]
 Mobility Products Spain
 — LIVE YOUR BEST —

Movil: 0034 674048241
www.pridemobility.eu

