

# Férulas de Stack



Ref.: TP-6200



## FÉRULAS DE STACK

### Características:

La férula está fabricada en polipropileno (color carne). La parte inferior abarca desde la zona distal del dedo hasta sobrepasar la articulación interfalángica distal, tiene forma de dedal para alojar la yema del dedo. La parte superior, solidaría a la inferior, deja libre la zona de la uña y llega hasta la articulación interfalángica distal.

### Efectos:

Su finalidad es la de inmovilizar la articulación interfalángica distal manteniéndola en extensión o hiper-extensión, permitiendo en cambio el movimiento de la articulación interfalángica proximal para evitar posibles efectos adversos sobre el resto de articulaciones.

### Indicaciones:

- Arrancamientos del extensor a nivel de su inserción en la cara dorsal de la falange distal.

### Color:

- Beige.

| TALLAS | PERÍMETRO CM |
|--------|--------------|
| 1      | 5            |
| 2      | 5,5          |
| 3      | 5,8          |
| 4      | 6,1          |
| 5      | 6,3          |
| 5,5    | 6,8          |
| 6      | 7,3          |
| 7      | 7,8          |

MEDIDAS DE CIRCUNFERENCIA INTERFALÁNGICA DISTAL CM