



Altura mínima: 20,5 cm.




Altura máxima: 68 cm.

Mejora la posición de los pacientes y su recuperación

La posición de silla cardíaca es fundamental para los pacientes con problemas cardíacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación.

Ergonomía de la posición auto-regresión

La auto-regresión de la cama MEDI-LOW permite ajustar el movimiento de la sección del respaldo hasta 11 cm reduciendo al mínimo la fricción.



Cama MEDI-LOW

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

Equipamiento básico

1. Cama totalmente eléctrica con sistema de compases.
2. Carga máxima permitida: 230 Kg.
3. Somier compuesto de cuatro módulos independientes de ABS.
4. Mando de control de paciente con cancelación de funciones.
5. Regresión 11 cm respaldo.
6. Ruedas de diámetro de 75mm con sistema retráctil.
7. Soportes para barra porta sueros e incorporador.
8. Topes de colchón.
9. Sistema central de frenado.
10. Porta-accesorios bilateral.
11. 8 enganches para correas de inmovilización.

Accesorios

1. Soporte bolsa de orina (REF. CHA20).
2. Incorporador (REF. CHA17).
3. Palo de gotero (REF. CHA15).

Equipamiento opcional

1. Barandillas abatibles metálicas (REF. CHV50).
2. Barandillas laterales en haya vaporizada (REF. CHV53).
3. Cabecero/piecero en haya vaporizada (REF. CHV56BG/CG).
4. Cabecero/piecero melamina (REF. CHV56B/C).
5. Batería de emergencia (REF. 566).

Características eléctricas

Alimentación eléctrica	230-110V /50-60 Hz
Consumo máximo	1.6A, 370 Volt
Indicador de protección	IP 54
Clase de protección	Clase II
Grado de protección frente a descarga	Tipo B

Datos técnicos

Dimensión externa	206 x 104 cm
Dimensión superficie paciente	200 x 86 cm
Elevación de altura	205 - 680 mm
Inclinación de plano de tronco	70°
Inclinación de plano de piernas	30°
Autoregresión de plano de tronco	11 cm
Trendelemburg / antitrendelemburg	±16°
Peso de la cama sin accesorios	150 kg
Carga máxima de la cama	230 kg



www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01



Mobiliario Clínico
Cama MEDI-LOW

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

REV. 12/2017. NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.

Cama MEDI-LOW

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones



Posicionamiento y confort



Mando de control con cancelación de funciones

Facilidad de limpieza

Nuestros productos de alta calidad, reducen el tiempo de limpieza hasta en un 30%. Las superficies lisas y sus paneles extraíbles permiten una limpieza y descontaminación fácil y rápida.



Movimiento trendelemburg +- 16°



Movimiento antitrendelemburg +- 16°

Disminuye el esfuerzo físico necesario para mover a los pacientes.

Contribuye a la mejoría de las úlceras por presión.

Innovador concepto de barandillas laterales que cubren el 100% del lecho según norma EN 60601-2-52.

Con los nuevos sistemas de la cama MEDI-LOW adelantamos los procesos de mejora del paciente gracias a su avanzado diseño ergonómico que aumenta su autonomía y movilidad.

Requisitos de la nueva Normativa de Seguridad

Según la normativa EN 60 601-2-52 de camas eléctricas las barandillas deben garantizar la reducción del riesgo de atrapamiento de la cabeza, cuello o extremidades para evitar posibles accidentes fatales para el paciente.

Opción barandilla abatible



Panel de cabecero y piecero ergonómicos que facilitan el manejo de la cama. El material utilizado cumple los requisitos de higiene y mantenimiento, realizado en haya vaporizada.

Barandillas laterales TOTAL PROTECT: ofrecen una protección perfecta frente a las caídas. Según normativa EN 60 601-2-52. Realizadas en haya vaporizada.

4 secciones en ABS fácilmente extraíbles.

Soporte porta-accesorios bilateral.

Soporte fijación del paciente.

Piecero y cabecero realizado en haya vaporizada.

Freno centralizado. Ruedas de goma con sistema retráctil.