

# Todd

## BIPEDESTADOR MÓVIL



Los soportes del cuerpo pueden ser ajustados en altura, anchura y profundidad, permitiendo una adaptación al crecimiento del niño.

Con Todd es posible conseguir una posición óptima de los aros propulsores gracias al ajuste de inclinación de las ruedas y el ajuste individual de bipedestación.

Se puede inclinar hacia delante hasta 15°.

El soporte inferior puede ser ajustado manualmente en posición horizontal para contrarrestar contracturas de rodilla e ingles.

El soporte de cadera juntamente con el soporte inferior posiciona la pelvis y por lo tanto facilita la actividad en el tronco y las extremidades superiores.

## Caract. y Espec.

- Reposapiés ajustables en altura y profundidad
- Configuración básica: soportes pectorales, de glúteos y de rodilla
- Ajuste columna central mecánicamente e inclinable de 0° a 15°
- 4 ruedas, 2 con freno
- Ángulo caída de rueda ajustable

# Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg

\* **Medidas clave: altura a ingle y altura a pecho**

*(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)*

		Talla 1		Talla 2			Talla 3		Talla 4		
<b>Altura máxima usuario</b>		75 - 110		100 - 130			120 - 155		150 - 175		
<b>Tamaño ruedas</b>		24"	28"	30"	32"	36"	32"	36"	36"	40"	42"
<b>Altura de agarre: reposapiés - aro propulsión en la parte superior</b>		40 - 48	50 - 58	57 - 65	61 - 69	72 - 80	60 - 68	71 - 79	71 - 79	82 - 90	87 - 95
<b>Recomendado desde la altura del codo</b>		50	60	70	80	92	82	92	92	97	99
<b>Ancho de aros de propulsión en la parte superior</b>	<b>0º</b>	-	-	-	-	-	66	66	69	69	69
	<b>3º</b>	-	-	56	55	54	62	61	65	64	63
	<b>6º</b>	-	-	53	51	49	58	56	61	59	58
	<b>9º</b>	45	44	50	47	44	55	52	57	55	53
	<b>12º</b>	42	41	47	43	40	-	-	-	-	-
	<b>15º</b>	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ancho de aros de propulsión en la parte inferior (mínimo-máximo)</b>		68 - 74	70 - 73	71 - 83	71 - 83	71 - 84	73 - 83	73 - 85	76 - 86	76 - 86	86 - 90
<b>Altura del reposapiés - centro de las rodilleras</b>		19 - 30		28 - 36			34 - 44		42 - 51		
<b>Altura reposapiés-ingle</b>		26 - 42		43 - 58			53 - 69		65 - 80		
<b>Recomendado para la longitud interior de la pierna</b>		30 - 47		48 - 63			58 - 74		70 - 84		
<b>Reposapiés individuales con abducción</b>		0° - 40°		0° - 40°			0° - 30°		0° - 30°		
<b>Profundidad de la pelvis (rango ajustable mediante ajuste rápido)</b>		11 - 22		11 - 22			16 - 29		16 - 29		
<b>Altura del esternón</b>		54 - 85		75 - 101			92 - 123		117 - 138		
<b>Altura de la mesa desde el reposapiés</b>		43 - 66		61 - 79			72 - 96		92 - 110		
<b>Carga máxima</b>		30		45			65		80		

## Modelos y tallas

- SC4401000 Todd - Talla 1
- SC4402000 Todd - Talla 2
- SC4403000 Todd - Talla 3

## Accesorios



Soporte de glúteos Todd



Mecanismo de plegado para soporte de glúteos Todd



Soporte de rodilla Todd



Soporte pectoral Todd



Soporte de pecho Todd



Soporte de pelvis y cadera ajustables Todd



Respaldo Todd



Cincha ancha soporte de espalda Todd



Reposacabezas Todd



Soporte de talón para reposapiés Todd



Cinturón de tobillo Todd



REHAGIRONA

Plataformas reposapiés Todd



**Mesa terapéutica Todd**



**Ruedas motrices Todd**



**Ajuste inclinación de las ruedas  
Todd**



**REHAGIRONA**

**Protector de radios  
transparente Todd**